

Spis treści

Wstęp	2
Instrukcje bezpieczeństwa i ważne ostrzeżenia	3
Opis	5
Montaż laktatora i jego demontaż	7
Źródło zasilania	8
Obsługa laktatora	8
Rady i zalecenia dotyczące obsługi laktatora	9
Magazynowanie i ogrzewanie mleka	9
Rozwiązywanie problemów	10
Czyszczenie i sterylizacja	11
Magazynowanie	12
Specyfikacja techniczna	12
Wyjaśnienia symboli zastosowanych na wyrobie, jego akcesoriach i opakowaniu	12
Likwidacja zużytych baterii	13
Wskazówki i informacje dotyczące postępowania ze zużyтым odpadem	13

Wstęp

- Ogólnie znanym jest fakt, iż mleko matki jest naturalną dietą noworodka, która dostarcza mu substancje potrzebne do jego rozwoju i ochrony przeciwko zakażeniom. Laktator należy do odpowiednich akcesoriów wyposażenia matek karmiących piersią. Swoje zastosowanie znajduje przede wszystkim w sytuacjach, kiedy matka nie może sama karmić piersią w regularnych odstępach czasu albo kiedy nie jest możliwe karmienie bezpośrednie z piersi z powodu bólu lub popękania brodawek i następnie pomaga ulżyć nadmiernie nabrzmiałym piersiom, z których odciągnąć trzeba część mleka.
- Laktator Bayby BBP 1010 wyposażony jest w dwufazowy system stymulujący naturalnych odruch ssania niemowlaka. Na pierwszym etapie naśladowany jest szybki cykl ssania, którym stymulowana jest brodawka w celu rozpoczęcia procesu wydzielania mleka z gruczołu mlekowego. Potem następuje druga faza, kiedy naśladowane jest głębsze i wolniejsze ssanie niemowlaka. W tej fazie dochodzi do wydzielania mleka z brodawki oraz jego odciągania do butelki. Stopień natężenia stymulacji i odsysania można regulować według potrzeb w 9 poziomach.
- Przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje ustawiony tryb, natężenie podciśnienia, prędkość odsysania i czas pozostały do automatycznego wyłączenia. Funkcja automatycznie zapisuje ostatnie ustawienie trybu pracy i natężenia podciśnienia.
- Silikonowa nasadka masująca 3 w 1 łączy w sobie trzy funkcje: masaż piersi, jej ściśnięcie i odciągnięcie mleka. Wszystko to odbywa się jednocześnie, by doszło do stymulacji poczucia naturalnego karmienia. Specjalny kształt nakładek masujących oddziela mleko oraz powietrze i zapobiega zwrótnemu przepływowi mleka.
- W wyposażeniu podstawowym laktatora znajduje się butelka z szerokim otworem oraz reduktor, który umożliwia zastosowanie butelek dla niemowląt z wąskim otworem.
- Dzięki kompaktowej wielkości można nosić laktator nieustannie ze sobą. Cichy bieg oraz praca przy pomocy adaptera sieciowego lub na baterie pozwala na jego zastosowanie w domu i w podróży.


Instrukcje bezpieczeństwa i ważne ostrzeżenia

- Laktator stosuj zgodnie z wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji. Nie przestrzeganie wskazówek może prowadzić do niepoprawnego działania laktatora lub jego uszkodzenia. Instrukcję przechować do wykorzystania w przyszłości.
- Z niniejszym laktatorem mogą manipulować dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno się bawić z laktatorem i jego akcesoriami.
- Laktator stosować wyłącznie z oryginalnym adapterem i akcesoriami.
- Przed podłączeniem adaptera sieciowego do źródła energii el. upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Z powodów higienicznych laktator przeznaczony jest do ponownego wykorzystania tylko przez jednego użytkownika.
- Jeżeli w wężyku silikonowym A¹⁸ znajduje się woda, nie włączaj laktatora.
- Z laktatora nie korzystaj na zewnątrz, nie narażaj go na bezpośrednie promieniowanie słoneczne ani nie stawiaj go na kuchence elektrycznej lub gazowej.
- Laktator nie jest przeznaczony do stosowania pod prysznicem lub w wannie.
- Nie stosuj laktatora w przypadku nadmiernego zmęczenia lub senności ani podczas kierowania samochodem.
- Laktatora nie zalecamy stosować w czasie ciąży, ponieważ może to prowadzić to wywołania porodu.
- Nie próbuj zdjąć laktatora z piersi podczas odciągu mleka. Najpierw wyłącz laktator i dopiero potem zdejmij nakładki A² z piersi.

- W przypadku odczucia nieprzyjemnego lub nawet bolesnego nacisku podczas odciągania mleka, wyłącz laktator i wyjmij pierś z nakładki A②. Wykonaj delikatny masaż oraz zagrzanie piersi pod ciepłym prysznicem i potem powtórz odciąg. Jeżeli problemy nadal pozostają, skonsultuj się z doradcą laktacyjnym lub swoim lekarzem.
- Laktatora nie pozostawiaj bez nadzoru, jeżeli podłączony jest do gniazdka sieciowego.
- Kiedy laktator zasilany jest z zewnętrznego źródła energii el., po zakończeniu pracy zawsze odłącz go od gniazdka sieciowego.
- Czyszczenia i sterylizację laktatora wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i sterylizacja. Jednostki silnikowej i adaptera nie zanurzaj nigdy w wodzie lub innej cieczy ani nie sterylizuj tych części, ponieważ nie są one w kontakcie z mlekiem ani piersią.
- Czyszczenia i konserwacji mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia i o ile nie są pod nadzorem. Nie wolno im jednak wykonywać sterylizacji z powodu ryzyka poparzeń.
- Nie stosuj laktatora, kiedy jakakolwiek z jego części jest uszkodzona, jeżeli uszkodzony został jego adapter sieciowy albo jeżeli niektóra z jego części, której nie wolno zanurzyć, spadła do wody lub innego płynu.
- Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z gwarancji jakości.
- Minimalnie w czasie trwania gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie, materiał opakowania, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. Laktator zalecamy transportować w oryginalnym opakowaniu.

Opis

Opis akcesoriów


**Zapasowe akcesoria, które zawarte są w oryginalnym opakowaniu laktatora:**

1 szt. wężyk silikonowy A⑱ + 2 szt. złącze wężyka silikonowego A⑱, 2 szt. kłapa A⑦.

Części A①–⑩ są wyprodukowane z materiałów niezawierających BPA (Bisphenol A). W jednostce silnikowej A⑰ chodzi o płaszcz oraz panel sterujący.

Opis jednostki silnikowej

B



- | | |
|---|--|
| ① Wyświetlacz LCD | ⑧ Przycisk do podniesienia natężenia podciśnienia |
| ② Wskaźnik stanu naładowania baterii | ⑨ Przycisk do obniżenia natężenia podciśnienia |
| ③ Wskaźnik trybu stymulacji
W trybie stymulacji na wyświetlaczu pokazane jest „STIMULATION“. | ⑩ Przycisk do przełączania pomiędzy trybem stymulacji i odciągu |
| ④ Wskaźnik trybu odciągu
W trybie stymulacji na wyświetlaczu pokazane jest „EXPRESSION“. | ⑪ Przycisk do włączenia i wyłączenia jednostki silnikowej |
| ⑤ Skala „SUCTION“
wyświetla ustawienie natężenia podciśnienia. | ⑫ Wyświetlenie reszty czasu do automatycznego wyłączenia laktatora |
| ⑥ Gniazdo do przyłączenia złącza adaptera sieciowego | ⑬ Gniazdo do podłączenia złącza A [®] z wężykiem silikonowym A [®] |
| ⑦ Skala „SPEED“
wyświetla prędkość stymulacji/odciągu. | ⑭ Zasobnik do włożenia baterii znajduje się w tylnej części jednostki silnikowej. |

Montaż laktatora i jego demontaż

- Przed rozpoczęciem montażu laktatora wyczyść i sterylizuj poszczególne części zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i sterylizacja i starannie umyj ręce.



Ostrzeżenie:

Jednostki silnikowej A17 i adaptera A20 nie zanurzaj nigdy w wodzie lub innej cieczy ani nie sterylizuj tych części, ponieważ nie są one w kontakcie z mlekiem ani piersią.

- Montaż laktatora wykonuj zawsze zgodnie z następującymi wskazówkami. W odwrotnym przypadku spaść może natężenie podciśnienia.
- Upewnij się, że żadna z części laktatora nie została uszkodzona lub zużyta, i że wszystkie części, które zostaną wykorzystane podczas montażu, są suche. Uszkodzone lub zużyte części muszą zostać zastąpione nowymi. Do zamówienia części zamiennych skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Nakładkę A2 włoż do wzmocnienia A3 i wciśnij jak najdalej. Krawędź wciśnij palcami A3, by do niej poprawnie dosiadł.
- Wzmocnienie A3 z nakładką A2 podłącz do dyszy, znajdującej się w przedniej części złącza A4. Wzmocnienie A3 z nakładką A2 wychyl lekko do góry, by do niej wcześniej wpadł języczek znajdujący się na dyszy. Potem lekko wciśnij wzmocnienie A3 do złącza A4, tak by doszło do połączenia tych części.
- W części górnej złącza A4 włoż membranę A16 i przekryj ją wieczkiem A14. Wieczko A14 poprawnie przymocuj do złącza A4 poprzez przekręcenie w kierunku wskazówek zegara. Otwór w wieczku A14, podłączony do wężyka silikonowego A18 ze złączem A19, powinien być skierowany w kierunku wzmocnienia A3 z nakładką A2. Do otworu w wieczku A14 podłącz złącze A19 z wężykiem silikonowym A18.



Ostrzeżenie:

V otworach wieczka A14 i w środku wężyka silikonowego A18 ze złączami A19 nie może znajdować się woda.

- Do zaworu A6 przymocuj klapkę A7, tak by występ w kształcie półkola w dolnej części klapki A7 znalazł się w otworze o identycznym kształcie w zaworze A6. By klapka A7 poprawnie dosiadła do zaworu A6, dociśnij ją palcem.
- Zawór A6 z klapką A7 przymocuj do części dolnej złącza A4.
- Do części dolnej złącza A4 przyśrubuj butelkę A12. Butelkę A12 umieść w stojaku A13.
- Swobodny koniec wężyka silikonowego A18 ze złączem A19 podłącz do gniazdka B13 po prawej stronie jednostki silnikowej A17.
- Podczas demontażu laktatora wykonuj zadania w odwrotnej kolejności.

Źródło zasilania

Wybór źródła zasilania

Zewnętrzne źródło energii

- Stosuj wyłącznie typ adaptera **A20** (wyjście 6 V $\overline{\text{---}}$, 1 A), który dostarczany jest z niniejszym laktatorem.
- Złącze adaptera sieciowego **A20** podłącz do gniazdka **B6** po lewej stronie jednostki silnikowej **A17**. Wtyczkę adaptera sieciowego **A20** podłącz do gniazdka napięcia el.

Wewnętrzne źródło energii

- Do zasilania laktatora ze źródła wewnętrznego zastosuj 4 szt baterii alkalicznych typu LR6/AA (4 × 1,5 V).
- Upewnij się, że jednostka silnikowa **A17** odłączona jest od gniazdka sieciowego. Z części dolnej jednostki silnikowej **A17** zdejmij pokrywę miejsca do włożenia baterii **B14**. Zasobnik na baterii **B14** jest wyposażony w pasek z tkaniny do łatwiejszego wyjmowania baterii. Przed umieszczeniem baterii naciągnij pasek na poprzek zasobnika na baterie **B14** i jego swobodny koniec przytrzymaj palcem. Do zasobnika na baterie **B14** kolejno wkładaj baterie i przestrzegaj poprawnej biegunowości. Złuzuj pasek i zamknij zasobnik.

Uwaga:

Nie kombinuj nowych i zużytych baterii albo baterii różnego typu, np. baterii alkalicznych i akumulatorów.

Instrukcje dot. stosowania źródła napięcia

- Po podłączeniu jednostki silnikowej **A17** do zewnętrznego źródła energii elektrycznej albo włożenia baterii na wyświetlaczu **B1** pokażą się wszystkie segmenty i następnie jednostka silnikowa **A17** przełączy się do trybu Stand-by.
- Jeżeli laktator zasilany jest z wewnętrznego źródła energii el., na wyświetlaczu **B1** wyświetlany będzie stan naładowania baterii **B2**.
- Szacowany czas pracy laktatora w przypadku zastosowania nowych baterii wynosi 60 minut. Po mniej więcej 60 minutach pracy nastąpi spadek natężenia odciągu nawet w przypadku, kiedy wskaźnik naładowania baterii **B2** nadal pokazuje 2 segmenty, baterie mogą być słabe i trzeba zastąpić je nowymi. W przypadku, kiedy wskaźnik stanu naładowania baterii **B2** miga, baterie są już prawie wyladowane. Wymień baterie.
- Jeżeli nie będziesz korzystać z laktatora przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
- Jeżeli podłączysz jednostkę silnikową **A17**, w której znajdują się baterie, do gniazdka sieciowego, jako pierwszorzędne źródło zasilania energią el. stosowane będzie zewnętrzne źródło zasilania. Nie zalecamy jednak zasilać jednostki silnikowej **A17** z gniazdka sieciowego, jeżeli włożone są w niej jednocześnie baterie. W takim przypadku najpierw wyjmij baterie. Przed wyjęciem baterii odłącz jednostkę silnikową **A17** od gniazdka sieciowego.

Obsługa laktatora

1. Przed odciążeniem mleka starannie umyj ręce, a pierś wytrzyj gąbką (najlepiej jednorazowego użytku) zwilżoną w czystej ciepłej wodzie.
2. Wygodnie usiądź w krześle lub fotelu i oprzej plecy o oparcie. Odciągu nie zalecamy wykonywać z wychyleniem ciała do przodu. Wyjmij laktator ze stojaka **A19**. Nakładkę **A2** przyłóż do piersi, tak by brodawka umieszczona była w środku nakładki **A2**. Kciukiem i palcem wskazującym przytrzymuj nakładkę **A2** przy piersi i dłońią tej samej ręki podpieraj pierś. Nakładka **A2** musi doskonale przylegać do piersi.

3. Na panelu sterującym jednostki silnikowej **A(7)** wciśnij przycisk do włączenia/wyłączenia **B(1)**. Po pierwszym uruchomieniu na wyświetlaczu **B(1)** pokaże się **B(3)** – „Stimulation“ i laktator włączy się w trybie stymulacji. Faza stymulacji trwa 2 minuty. Natężenie podciśnienia w trybie stymulacji ustawione jest wstępnie na najniższym stopniu 1. To sygnalizowane jest wyświetleniem odpowiedniej ilości segmentów na skali **B(5)**. Na wyświetlaczu **B(1)** pokazywany jest czas wyjściowy 30 minut. W minutowych odstępach czasu odliczany jest czas do automatycznego odłączenia laktatora. Natężenie podciśnienia można dowolnie regulować w zakresie od 1 do 9. Ustawienie natężenia wyświetlane będzie na skali **B(5)**. W trybie stymulacji ustawiona jest niezmienna prędkość, która wynosi 100 cykli na minutę.
4. Po zakończeniu fazy stymulacji laktator automatycznie przełączy się do trybu odsysania. Jeżeli mleko zacznie wyciekać wcześniej, przełącz laktator poprzez wciśnięcie przycisku **B(10)** do trybu odciągu. Na wyświetlaczu **B(1)** pokazuje się **B(4)** – „Expression“. Natężenie podciśnienia w trybie odciągu ustawione jest na 4 stopniu i można go kiedykolwiek zmieniać w zakresie od 1 do 9. Na skali **B(5)** wyświetlana będzie odpowiednia liczba segmentów. Prędkość odciągu zmienia się automatycznie zgodnie z ustawieniem próżni i pokazana jest na skali **B(7)**. Na wyświetlaczu **B(1)** nadal odliczana jest reszta czasu do automatycznego wyłączenia.
5. Po zakończeniu odciągu wyłącz jednostkę silnikową **A(7)** poprzez wciśnięcie przycisku do włączenia/wyłączenia **B(1)**.

Uwaga:

Po kolejnym włączeniu laktatora wznowiony zostanie tryb, w którym laktator uruchomiony był przed wyłączeniem oraz ostatni stopień natężenia podciśnienia. Jeżeli przed kolejnym uruchomieniem wyjęte zostały baterie albo laktator odłączony został od zewnętrznego źródła energii, wznowione zostanie ustawienie jak podczas pierwszego uruchomienia.

6. Pierś wyjmij z nakładki **A(2)** zawsze dopiero po wyłączeniu jednostki silnikowej **A(7)**. Butelkę **A(12)** z odciągniętym mlekiem umieść w stojaku **A(13)**, by nie doszło do jej wywrócenia. Jeżeli korzystasz z zewnętrznego źródła zasilania, odłącz jednostkę silnikową **A(7)** z gniazdka sieciowego. Butelkę **A(12)** wyśrubuj ze złącza **A(4)** i zamknij ją wieczkiem **A(10)**.

Uwaga:

Butelkę **A(12)** nie napełniaj większą ilością mleka niż 120 ml, w celu zapobiegania jego rozlania.

7. Po zakończeniu wyczyść wszystkie wykorzystane części zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i sterylizacja. Butelkę **A(12)** z wieczkiem **A(10)** wyczyść później, po zużyciu jej zawartości.

Rady i zalecenia dotyczące obsługi laktatora

- Jeżeli odczuwasz nieprzyjemny nacisk, zmniejsz natężenie podciśnienia.
- Według potrzeb możesz mleko odciągać najpierw z jednej piersi i kontynuować odciąganiem z drugiej piersi. Przed zdjęciem laktatora z piersi konieczne jest wyłączenie jednostki silnikowej **A(7)** i dopiero potem złuzuj nakładkę **A(2)** z piersi. Potem możesz kontynuować odciąganiem z drugiej piersi.
- Jeżeli nie udaje się odciągnąć żadnego mleka w przeciągu 5 minut, przerwij odciąg. Spróbuj się przez chwilę zrelaksować i zagrać piersi pod ciepłym prysznicem. Potem spróbuj ponownie odciągać mleko albo zaczekaj aż powstanie nowe mleko.
- Do odciągu mleka powinno wystarczyć około 10 minut. Czas ten jest jednak orientacyjny i może się różnić.

Magazynowanie i ogrzewanie mleka

- Do magazynowania nadaje się wyłącznie mleko matki, które uzyskane zostało przy pomocy czystego i sterylizowanego laktatora. Mleko przechowuj we sterylizowanych pojemnikach przeznaczonych do magazynowania mleka matki albo w specjalnych torebkach jednorazowego użytku przeznaczonych do magazynowania mleka matki.

- Pojemniki lub torebki poprawnie zamknij przed ich umieszczeniem w lodówce lub zamrażalce, by nie doszło do rozlania mleka lub by mleko nie wchłaniało innych zapachów z przestrzeni, w której jest ono przechowywane.
- Mleko matki można magazynować w lodówce przez czas nawet 48 godzin (oprócz przestrzeni drzwi) i nawet przez 3 miesiące w zamrażalce w temperaturze -18°C .
- Jeżeli odciążasz mleko stopniowo i chcesz zmieszać poszczególne dawki w jednym naczyniu i zmrozić je, wykonaj to najpóźniej do 24 godzin. Mieszać można tylko te dawki, które ochłodzone zostały na identyczną temperaturę.
- Pojemniki lub torebki, które wkładasz do zamrażalki, oznakuj datą.

Uwaga

Butelkę A¹² z wieczkiem A¹⁰ magazynować można w lodówce lub zamrażalce.

- Przed podawaniem niemowlęciu mleko powinno zostać podgrzane do temperatury ok. 37°C . Zamrożone mleko możesz pozostawić przez noc rozmrozić w lodówce. Rozmrażanie w lodówce nie może jednak trwać dłużej niż przez 24 godziny. Mleko ogrzewaj ostrożnie w podgrzewaczu do butelek dla dzieci lub w naczyniu z ciepłą wodą. Nie stosuj wrzątku, ponieważ z powodu wysokiej temperatury może dojść do zniszczenia substancji odżywczych. Do podgrzewania zbytnio nie nadaje się mikrofalówka i to z powodu nierównomiernego podgrzewania.
- Wszystkie części butelki, z których mleko podawane jest niemowlakowi muszą zostać wcześniej wysterylizowane, zanim zetkną się z mlekiem matki. Do zestawienia butelki, która jest częścią dostawy laktatora, wóź smoczek A¹¹ do śrubowanego pierścienia A⁸ i potem przymocuj pierścieni A⁸ do butelki A¹². Jeżeli chcesz do karmienia użyć butelki z wąskim otworem, przymocuj do śrubowanego pierścienia A⁸ od dołu reduktor A⁹ i cały zestaw następnie zašrubuj do odpowiedniej butelki. Według potrzeb możesz zastosować inną butelkę ze smoczkiem. Przed karmieniem zawsze najpierw potrząś butelką i sprawdź temperaturę mleka. Niezużyte mleko lub raz rozmrożone lub podgrzane mleko zlikwiduj.

Rozwiązywanie problemów

W niniejszym rozdziale możesz znaleźć rozwiązywanie problemów, z którymi możesz się spotkać podczas stosowania laktatora. Jeżeli nie uda się usunąć problemu według poniższych instrukcji, prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym.

- Po wciśnięciu przycisku włączenie/wyłączenie B¹¹ laktator nie włączy się.
 - Sprawdź, czy jednostka silnikowa A¹⁷ jest podłączona do działającego gniazdka sieciowego. W przypadku zastosowania wewnętrznego źródła zasilania sprawdź, czy baterie włożone są według poprawnej biegunowości i nie są wyładowane.
- Niskie lub żadne natężenie odsysania
 - Sprawdź, czy laktator został poprawnie zmontowany i czy poszczególne części przymocowane są poprawnie do siebie. Połączenia pomiędzy poszczególnymi częściami laktatora nie mogą być zluźnione.
 - Słabe lub prawie wyładowane baterie. I choć wskaźnik naładowania baterii B² nadal pokazuje 2 segmenty, baterie mogą być słabe i trzeba zastąpić je nowymi.
 - Upewnij się, że nakładka A² poprawnie dolega do piersi. Nie trzymaj laktatora za złącze A⁴. Odciaгу dokonuj w pozycji siedzącej i trzymaj równe plecy. Nakładkę A² przetrzymuj przy piersi kciukiem i palcem wskazującym, a pierś podpieraj dłonią.
 - Sprawdź, czy wężyk silikonowy A¹⁸ nie jest skręcony i nie znajduje się w nim woda. Wszystkie komponenty laktatora powinny być przed rozpoczęciem odciaгу suche, a wężyk silikonowy A¹⁸ nie może być pozginany. Jeżeli w wężyku silikonowym A¹⁸ znajduje się woda, możesz zastosować suchy wężyk z zapasowych akcesoriów.

Czyszczenie i sterylizacja

Czyszczenie laktatora

- Upewnij się, że laktator jest wyłączony i odłączony z gniazdka napięcia el. Laktator zdemontuj na poszczególne części, patrz rozdz. Montaż laktatora i jego demontaż.

Uwaga:

W celu czyszczenia nie trzeba demontować kłapki A⑦ z zaworu A⑥.

- Przed pierwszym zastosowaniem i po każdym zastosowaniu:
 - Dokładnie umyj osłonę nakładki A①, nakładkę A②, wzmocnienie nakładki A③, membranę A⑩, złącze A④, butelkę A⑫, śrubowane wieczko A⑩, stojak A⑬, pierścieni na smoczek A⑧, reduktor pierścienia A⑨, smoczek A⑪ oraz jego osłonę A⑤ w ciepłej pitnej wodzie z zastosowaniem delikatnego płynu do mycia naczyń. Następnie wszystkie części starannie opłucz pod czystą pitną wodą i osusz czystą ścierką albo pozostaw je wyschnąć. Powyżej podane części możesz umyć także w zmywarce do naczyń (w górnym koszu).

Uwaga:

Jeżeli nie stosujesz na przykład pierścienia na smoczek A⑧, reduktora pierścienia A⑨ albo smoczka A⑪, wystarczy części te wyczyścić dopiero przed zaplanowanym zastosowaniem.

- Umyj zawór z kłapą A⑥–⑦ ostrożnie w ciepłej pitnej wodzie przy zastosowaniu delikatnego środka do mycia naczyń. Następnie opłucz je pod czystą pitną wodą i ostrożnie osusz czystą ścierką albo pozostaw ją osuszyć na czystej ścierece.
- Wytrzyj wieczko A⑭ i wężyk A⑰ z przymocowanymi złączami A⑱ czystą lekką zwilżoną szmatką. Obydwie części następnie osusz czystą ścierką. Części te nie są w kontakcie z mlekiem matki ani piersią, dlatego nie trzeba ich myć pod cieknącą wodą. Jeżeli jednak części te umyjesz, będziesz musiał zacześć, dopóki nie wyschnie woda, która przedostała się do środka wężyka A⑰ albo wieczka A⑭.
- Podstawy silnikowej A⑰ i adaptera A⑳ nigdy nie myj pod ciekącą wodą ani nie zanurzaj jej w wodzie lub innym płynie. W przypadku zanieczyszczenia możesz powierzchnię jednostki silnikowej A⑰ wytrzeć lekko zwilżoną szmatką i potem osuszyć.

Sterylizacja laktatora

- Przed pierwszym i każdym następnym zastosowaniem:
 - Wysterylizuj osłonę nakładki A①, nakładkę A②, wzmocnienie nakładki A③, membranę A⑩, złącze A④, zawór z kłapą A⑥–⑦, butelkę A⑫, śrubowane wieczko A⑩, stojak A⑬, pierścieni na smoczek A⑧, reduktor pierścienia A⑨, smoczek A⑪ oraz jego osłonę A⑤ w ciepłej pitnej wodzie z zastosowaniem delikatnego płynu do mycia naczyń.



Ostrzeżenie:

Wszystkie części powinny być przed sterylizacją czyste. Instrukcje dotyczące czyszczenia podane są w poprzednim rozdziale Czyszczenie laktatora.

- Stojaka na butelkę A⑬ i wieczka A⑭ nie trzeba sterylizować, ponieważ nie są w kontakcie z mlekiem matki ani piersią.
- Jednostki silnikowej A⑰, adaptera sieciowego A⑳, wężyka silikonowego A⑰ i złączy A⑱ nie sterylizuj. Części te nie są w kontakcie z mlekiem matki ani piersią. Sterylizacja prowadziłaby do uszkodzenia jednostki silnikowej A⑰ oraz adaptera sieciowego A⑳.

Magazynowanie

- Wyczyszczony laktator umieść np. w czystym pudełku albo zapakuj go do czystej ściereki, by nie kurzyło się na niego. Laktator możesz przechowywać w zdemontowanym lub zmontowanym stanie. Do ochrony przed kurzem możesz założyć osłonę A① na nakładce A②.

Specyfikacja techniczna

Oznakowanie modelu	BBP 1010
Napięcie i pobór mocy	6 V $\overline{\text{---}}$, 3,6 W
Zasilanie	adapter sieciowy, oznakowanie typowe: GEO101T-0610, wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A, wyjście: 6 V $\overline{\text{---}}$, 1 A albo 4 x LR6/AA baterie (nie są częścią dostawy)
Klasa ochronności przed porażeniem prądem elektrycznym	Jednostka silnikowa – klasa ochronności III Adapter – klasa ochronności II
Hałas	60 dB(A)
Natężenie podciśnienia	Maks. –0,016 MPa (tryb stymulacji) Maks. –0,034 MPa (tryb odciągu)
Prędkość stymulacji/odciągu	100 cykli/min (tryb stymulacji) 26 do 60 cykli/min (tryb odciągu)
Timer automatycznego wyłączenia	30 min
Warunki eksploatacyjne	Temperatura otoczenia: od 5 do 40 °C Wilgotność względna: ≤90 %

Wyjaśnienia symboli zastosowanych na wyrobie, jego akcesoriach i opakowaniu



Symbol ten oznacza, że przed korzystaniem z wyrobu użytkownik powinien przeczytać instrukcję obsługi.



Niniejszy symbol znaczy, że wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest on objęty.



Niniejszy symbol znaczy, że chodzi o urządzenie klasy ochronności III.



Niniejszy symbol znaczy, że chodzi o urządzenie klasy ochronności II.



Niniejszy symbol oznacza biegunowość złącza przewodu zasilającego.



Niniejszy symbol znaczy, że chodzi o wyrób, z którego korzystać można wyłącznie w pomieszczeniach wewnętrznych.



Niniejszy symbol służy do oznakowania serii produkcyjnej.



Niniejszy symbol znaczy, że za opakowanie uiszczona została opłata dla organizacji zapewniającej odbiór zwrotny i wykorzystanie materiału opakowaniowego.



PAP

Niniejszy symbol oznacza materiał, z którego zostało wyprodukowane opakowanie.



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu. Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wspierać prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów. W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.

Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską.

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.

Likwidacja zużytych baterii



Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Z tego względu nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłym odpadem domowym. Baterie oddaj w odpowiednim miejscu zbiorczym, w którym zapewniona zostanie ich ekologiczna utylizacja. Dane kontaktowe najbliższego miejsca zbiorczego uzyskać możesz w gminie lub u swego sprzedawcy.

Wskazówki i informacje dotyczące postępowania ze użytym odpadem

Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu.

Możliwość zmiany tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.